

操作方法と機能の概要(DHV1)

音波電動歯ブラシをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご購入後にこの説明書をよくお読みいただき、保証書の保管をお願い致します。

操作方法概要

電源オン⇒②のスイッチを押す。

* 画面①にモードが表示される。

* 続けて②を押すとモードが順次切替わる。

* 強度③を押すと強度が順次

* スイッチ②③でモード・強度設定後数秒すると

経過時間が表示される。

通常操作方法

1. 歯ブラシに歯磨きペーストを付けて歯ブラシを歯に当てて電源オン(②のスイッチを押す)すると自動的に、クリーンモード・強度1になる。⇒歯を磨く

2. 2分経過すると自動的に電源オフとなる

②を長押しすると電源オフとなる



注1:登録商標

①表示画面
歯磨き時間
モード
強度

②電源・モード
切替スイッチ

③強度切替スイッチ

	Clean Mode	White Mode	Sensitive Mode	Refresh Mode	Gum Care Mode
モードスイッチ	通常使用モード	長期的により歯を白く	通常使用モードよりやや弱め	口腔を爽快に	歯茎ケアモード
強度スイッチ	強度1 <	強度2 <	強度3 <	強度4 <	強度5:最も強

保証について

- 1:保証期間内の製品の保証は、ご購入日から適用され、保証期間は購入日から1年です。
- 2:保証期間内の製品は、保証書を提示して修理を依頼ください。
- 3:ご購入日から以下の期間内に、通常使用で発生した故障は、修理または交換いたします。(原則交換対応致します)
- 4:保証期間内であっても、以下のいずれかの状況が発生した場合は、保証されません。有償修理となります。
 - 1) ご購入日から1年以上ご使用の場合。
 - 2) 保証書または購入日を証明する書類がない場合。
 - 3)火災、地震、台風、洪水等の不可抗力による外的要因による故障の場合。
 - 4) 使用中に生じた傷、汚れ、その他の外的損傷の場合。
 - 5) お客様ご自身による分解等による故障の場合。

ご留意いただきたい事項<警告事項>

1. 毎回使用する前に、明らかな損傷がないか確認してください。損傷がある場合、または歯ブラシを激しく落下させた場合は、使用しないでください。
2. 過去2ヶ月以内に口腔または歯茎の手術を受けた場合は、この歯ブラシを使用する前に歯科医にご相談ください。
3. この歯ブラシの使用するたびに歯茎に血がにじむ状況が2週間程度継続する場合は、歯科医にご相談ください。
4. 本製品は歯と歯茎の清掃にのみ使用してください。他の目的には使用しないでください。
5. 使用後に不快感や痛みを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。医学的な懸念がある方は、本歯ブラシを使用する前に医師にご相談ください。
6. 本製品は、お子様、幼児、および監督が必要な方等の使用は、保護者あるいは監督責任者の判断の元で使用ください。

バッテリー処理

- ①防水性能や内部構造を損傷する恐れがあるため、ご自身で電池を交換しないでください。
 - ②本製品を廃棄する際は、一般家庭ごみと一緒に捨てないでください。
- 電池は取り外しできませんので、リサイクルセンターに持ち込んでください。

定格電圧	3.7【V】	
定格電力	2.5【W】	
防水、防湿	IPX7	
充電時間	4~6時間	
バッテリー容量	2500【mAh】	
Execution Standard	GB4706.1 2005	GB4706.59 -2008

注1:dl : doomolink は、台湾 Baudtec 社の台湾/日本に登録された登録商標です。